




ACCESS **B4**

& **B4** **XL**

Manual de **ES**
instrucciones

Instruction manual **EN**

ACCESS
by **BLAUTEC**®

**Escanea para
descargar este
manual en otros
idiomas**

Scan to download
this manual in other
languages



ÍNDICE

Primera edición: diciembre 2009
Última actualización: enero 2024

ES

Descripción **3**
Preinstalación **4**
Instrucciones de montaje **5**
Consejos de mantenimiento **7**
Identificación de averías **8**
Advertencias **9**
Datos de inspección técnica **17**
Despiece **18**

EN

Description **10**
Pre-installation **11**
Assembly instructions **12**
Maintenance Tips **10**
Troubleshooting **14**
Warnings **14**
Technical inspection data **17**
Exploded view **18**

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



FABRICANTE:

COMERCIAL BLAUTECH, S.L.
Lecco, 9. 08700 Igualada (BCN)
España

PRODUCTO

ACCESS B4. Elevador con movimientos de elevación y giro hidráulicos para facilitar el acceso y salida a personas con movilidad reducida en piscinas. Capacidad 150 Kg.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la máquina es conforme con los requisitos de las normas europeas armonizadas:

UNE EN ISO 12100:2012
UNE EN ISO 13849-1:2016
UNE EN ISO 4413:2011
UNE EN ISO 14118:2018
UNE EN ISO 61310-1:2008
UNE EN ISO 12182:2012
RD 1644:2008
UNE EN ISO 10535:2022
UNE EN ISO 21856:2023

NOTA: Queda prohibida toda reproducción, incluso parcial, de esta documentación sin previa autorización escrita. Blautec se reserva los derechos de introducir cambios en el producto.

Descripción

Elevador hidráulico fijo ACCESS B4

La función de los elevadores ACCESS es facilitar el acceso a la piscina a personas con movilidad reducida. Requiere una profundidad mínima de 800 mm y soporta un peso máximo de 150kg.

Funcionamiento suave y progresivo


El elevador se desplaza de forma vertical realizando un giro sobre su propio eje de aproximadamente 160°.

La fuerza para el movimiento se extrae de la propia presión del agua de red. Esta deberá encontrarse entre los 3'5 y los 5 bares de presión.

El elevador está formado por una estructura tubular en acero inoxidable 316L anclada a la piscina mediante tacos y apoyos regulables.

Características técnicas

	B4	B4XL
Capacidad máx. elevación:	150 Kg	
Ángulo de giro:	160º	
Presión necesaria:	3,5 a 5 bares	
Brazo anclaje:	355	655 mm
Profundidad mínima:	820 mm	
Peso:	43 Kg	44,5 Kg
Dimensiones:	2425 x 700 mm	
Estructura y pistón:	Acero inox. AISI 316L	
Silla:	Material sintético	



Preinstalación

Antes de instalar el elevador hay que tener en cuenta que:

- La instalación deberá ser llevada cabo por personal con los conocimientos técnicos necesarios.
- Se requiere más de un operario para su instalación (+ 40 kg).
- Considerar las normativas de accesibilidad vigentes según su región.
- Elegir una buena ubicación para el elevador, siempre manteniendo una distancia mínima de 1 metro hacia cualquier elemento arquitectónico de la piscina (escaleras, skimmers, focos, etc.) y asegurar la profundidad mínima de 800 mm.

Aconsejamos situar el elevador en zonas poco profundas para que, en caso necesario, un cuidador o asistente pueda ayudar al usuario con mayores dificultades desde dentro del agua.

- Disponer de una toma de agua cerca que ofrezca la presión necesaria (3,5 y 5 bares). Si la presión es menor debe instalarse una bomba para dar presión, y si es mayor, se necesitará un reductor de presión.


- Comprobar el **contenido del embalaje**

- Elevador ACCESS
- Eje accionamiento ²² y prisionero ⁴⁰
- 3 tacos metálicos D12x100 mm ¹³
- Crema para el mantenimiento del acero
- 2 Llaves allen (2,5 y 4)
- Manual de instrucciones

Cotas de anclaje

El anclaje se situará detrás de la rejilla de desborde.

El tamaño del brazo del ACCESS B4 y B4 XL permiten cubrir la mayoría de perfiles de las piscinas.



Instrucciones de instalación

Los pasos a seguir para la instalación del elevador se muestran a continuación.
Para el proceso se necesitan dos personas ya que el peso excede los 40 Kg.
Realizar todos los pasos con el elevador en vacío (sin carga).

¿Qué necesitas?



Taladro y broca del 12



Martillo



Llaves Allen (suministradas)




Llaves fijas 13 (2) y 17



Nivel




Marcador



1. Presentar el elevador en la piscina. La pata de anclaje ¹⁰ ha de colocarse después de la rejilla de desborde con un ángulo de posición de entre 105º y 110º respecto al cuerpo del elevador.


2. Regular eje soporte ¹¹ para asegurar la verticalidad del elevador usando el nivel para tal fin. Ajustar la posición de la rótula inferior ¹⁹ dejándola apoyada totalmente en la pared de la piscina. En caso necesario, para conseguir el nivel, se puede regular en altura la pata del conjunto soporte anclaje ⁷.

ATENCIÓN: No aflojar nunca los prisioneros situados en los conjuntos de las bridas de unión ^{3,2}, ya que desajustaríamos el conjunto de la camisa ¹, estropeando sus juntas.




3. Con el elevador nivelado, proceder al marcado de los orificios de sujeción ¹³ del disco de anclaje en el pavimento.

4. Retirar el elevador y proceder al taladro del pavimento con una broca del 12. Asegurar la profundidad de los orificios para que los tornillos de anclaje entren completamente. Limpiar bien el polvo de los mismos.




5. Colocar el elevador y los tres tacos de sujeción ¹³, más el terminal de toma de tierra, apretándolos hasta que queden bien sujetos. Revisar la correcta posición y sujeción de los tacos (si se precisa, usar taco químico).

6. Una vez sujeto, **revisar de nuevo el nivel vertical** y proceder con las correcciones. Si fuese necesario, con la rótula ¹⁹ y el conjunto del soporte de anclaje ⁷ (Paso 2).



7. Repasar los prisioneros y tornillos del elevador para comprobar que estén todos correctamente apretados.


8. Colocar el conjunto de fijación silla ⁹ en su posición con las tuercas M8x16 ³⁵ con arandela ³⁶ y sus hembras ³⁷, al conjunto bridas soporte silla ⁸.



9. Situar el pasador ⁴⁰ y prisionero ²² suministrados para **montar las piezas de accionamiento superior** ²¹ con el conjunto dolas de unión superior ³.




10. Colocar la toma de agua al elevador para alimentar el circuito. El elevador va provisto de una toma de tipo rápido para su fácil conexión ²³.



11. Proceder a su puesta en marcha. **Realizar 3 o 4 ciclos** para purgar el aire que pudiese quedar en la camisa. Comprueba que la camisa suba y baja suavemente y sin fluctuaciones.

12. Comprueba la posición de la silla. Si fuera necesario se puede modificar su altura o ángulo de giro aflojando las tuercas ³⁸ del conjunto bridas soporte silla ⁸.



13. Por seguridad **comprobar el espárrago de la rótula inferior** ¹⁹. Si es necesario, retirar el tapón y cortar para evitar rozaduras.

Consejos de mantenimiento

Diario



Aclarar el elevador con agua dulce a presión.



Efectuar un mínimo de dos maniobras de subida y bajada para evitar incrustaciones en la camisa que podrían causar daños internos.



Al finalizar la jornada, cerrar la válvula de paso de agua para liberar la presión de la camisa y evitar esfuerzos innecesarios en las juntas.

Semanal



Pasar un paño húmedo de microfibra por todo el elevador para retirar pequeños depósitos de cal o residuos.

Trimestral



Pasar con un pincel el producto de mantenimiento suministrado por todo el acero del elevador, dejar actuar un mínimo de 3 horas (máximo 10 h) y aclarar bien con agua dulce a presión.

**La aplicación de estos consejos es necesario para habilitar la garantía*

**En caso de apreciar formaciones superficiales de óxido o muchas manchas de cal, aplicar al momento la crema para el acero.*

Recomendaciones



Durante períodos de inactividad superiores a 2 meses, é aconselhável tratar o aço com o produto fornecido (aplicar, deixar atuar e enxaguar). Uma vez completamente seco, desmontar e guardar o elevador em um local seco e protegido.



Diante do perigo de geadas, é aconselhável proteger e/ou remover o elevador para abrigo. Por exemplo, pode ser envolvido com cobertores ou plásticos.



Ao retomar a temporada de banho, certifique-se de que a instalação e fixação do elevador estão em perfeitas condições. Conecte a alimentação e faça 3-4 ciclos para purgar o ar da camisa. (Siga os passos de 7 a 12 das instruções de instalação).



O elevador deve ser revisado anualmente em sua inspeção técnica por pessoal qualificado. Um guia para esse fim será disponibilizado. Preencha o livro de inspeção técnica localizado no final deste manual.

Identificación y solución de averías

PIERDE AGUA

Posibles causas:

Juntas en mal estado

Solución:

Sustitución junta. Ver "[Guía práctica cambio de juntas](#)".

Partículas sólidas en el cuerpo de la camisa

Desmontar la camisa y limpiar el conjunto. Colocar un filtro en la conexión de red para evitar futuros daños.

Sobrepresión del agua

Colocar reductor si la presión es superior a 5 bares.



NO SUBE

Posibles causas:

Presión de red insuficiente

Solución:

Comprobar que la presión de agua de red está dentro del rango (3,5-5 bares).

Toma de red mal conectada

Asegurar que la toma de red está bien conectada y que el paso abierto.

Circuito obturado

Desmontar, limpiar todos los conectores y entradas de agua tanto del elevador como del conector exterior.

Posición de maneta incorrecta

Asegurar que el recorrido de la barra de mando ha realizado todo su recorrido.

NO BAJA

Posibles causas:

Maneta en posición incorrecta

Solución:



Asegurar que el recorrido de la barra de mando ha realizado todo su recorrido.

Incrustaciones en la camisa o tubo carril

Limpiar el carril de translación, el eje y la camisa. Colocar filtro en la conexión de red para evitar futuros daños.

Advertencias

- > El elevador hidráulico es un equipo diseñado estrictamente para facilitar la entrada al agua a personas con movilidad reducida y debe usarse para este fin.
- > El usuario debe ser único y debe ir siempre en posición sentada en la silla.
- > El elevador no debe usarse con un peso superior al permitido (150 Kg).
- > No forzar la barra de accionamiento más allá de su recorrido.
- > No usar el equipo con una presión de la red superior a los 5 bares.
- > Usar agua potable para su funcionamiento ya que el agua usada es devuelta a la piscina en el descenso.
- > En reposo dejar siempre la silla fuera del agua. Después de cada uso, la silla del elevador debe subirse siempre.
- > Tener precaución con el acero si el elevador ha estado expuesto mucho tiempo al sol ya que esté puede calentarse.
- > Realizar los mantenimientos e inspecciones periódicos necesarios para garantizar las perfectas condiciones de uso del elevador.
- > No manipular ninguna parte del elevador.



Description

Fixed hydraulic lift ACCESS B4


The purpose of the ACCESS lifts is to facilitate access to the pool for people with reduced mobility. It requires a minimum depth of 800 mm and supports a maximum weight of 150 kg.

Smooth and progressive functioning

The elevator moves vertically, making a rotation around its own axis of approximately 160°. The force for the movement is extracted from the water network pressure itself. It should be between 3.5 and 5 bars of pressure. The lift is composed of a tubular structure in stainless steel 316L anchored to the pool by three plugs and three adjustable supports.

Technical characteristics

	B4	B4XL
Max. lifting capacity:	150 Kg	
Rotation angle:	160°	
Required pressure:	3,5 a 5 bars	
Anchor arm:	355	655 mm
Minimum depth:	800 mm	
Weight:	43 Kg	44,5 Kg
Dimensions:	2425 x 700 mm	
Structure:	Stainless Steel AISI 316L	
Chair:	Synthetic material	



Pre-installation

It is important to be aware of the following before installing the lift:

- The installation must be carried out by personnel with technical knowledge.
- Installation requires more than one operator (+40 Kg).
- Consider the current accessibility regulations according to your region.
- Choose a good location for the elevator, always maintaining a minimum distance of 1 meter from any architectural element of the pool (stairs, skimmers, lights, etc.) and ensure a minimum depth of 800 mm.

We recommend placing the elevator in shallow areas so that, if necessary, a caregiver or assistant can help the user with greater difficulties from inside the water.


- Have a nearby water outlet that provides the necessary pressure (3.5 and 5 bars). If the pressure is lower, a pump should be installed to increase pressure. If, on the other hand, it is higher, a pressure reducer will be needed.

- Check the **packaging contents**:

- ACCESS lift
- Valve operation shaft ²² and prisoner ⁴⁰
- 3 Metallic nuts D12x100 ¹³
- Cream for steel maintenance
- 2 Allen wrenches (2,5 y 4)
- Instruction manual

Anchor dimensions

The anchor will be located behind the overflow grille. The size of the anchor arm of ACCESS B4 and B4 XL allows to cover most pool profiles.



Assembly instructions

The steps to follow for the installation of the lift are outlined below.
Remember to perform all steps with the lift empty (without load).

What do you need?



Hammer drill &
12 mm drill bit



Hammer



Allen
wrenches
(included)




Fixed
wrenches 13 (2)
and 17



Level




Level



1. Place the lift in the pool. The anchor leg ¹⁰ must be positioned after the overflow grille at an angle between 105° and 110° with respect to the body of the lift.


2. Adjust holding shaft ¹¹ to **ensure the verticality of the elevator** using the level for that purpose. Adjust the position of lower swivel ¹⁹, leaving it fully supported against the pool wall. If necessary, to achieve the level, you can adjust the height or angle of the leg of the anchor support assembly ⁷.

IMPORTANT: do not loosen the set screws on the elements that comprise the unit ^{3 2}, as this will dislocate the entire cylinder ¹ assembly and damage its joints.




3. With the elevator leveled, proceed to **mark the anchoring holes** ¹³ of the anchor plate on the floor.

4. Remove the elevator and proceed to **drill the floor** with a 12 mm drill bit. Ensure the depth of the holes so that the anchor screws enter completely. Clean the dust thoroughly.




5. Place the elevator and the three anchoring plugs ¹³, plus the ground terminal, tightening them until they are securely fastened. Check the correct position of the plugs.

6. Once secured, **recheck the vertical level** and proceed with corrections, if necessary, with the lower joint and the anchor support assembly (steps 2 and 3).




7. **Check the bolts and screws of the elevator** to ensure they are all properly tightened.


8. **Place the chair fixing assembly** ⁹ in position with the M8x16 nuts ³⁵ with washer ³⁶ and their female counterparts ³⁷, to the support flanges assembly ⁸.



9. Position the supplied prisoner ⁴⁰ and shaft ²² to **connect the upper drive pieces** ²¹ with the upper connecting flanges assembly ³.




10. **Connect the lift to the water supply** in order to supply the circuit. The lift has a special connector enabling quick and easy connection ²³.



11. Proceed with its start-up. **Perform 3 or 4 cycles** to purge any air that may remain in the sleeve. Verify that the sleeve rises slowly and without fluctuations.

12. **Check the position of the seat.** If necessary, its height or rotation angle can be adjusted by loosening nuts ³⁸ on the seat support flanges assembly ⁸.



13. For safety reasons, check the lower stud bolt ¹⁹. If necessary, it can be cut off in order to prevent rubbing.

Maintenance Tips

Diary



Rinse the lift with fresh pressurized water.



Perform a minimum of two up and down maneuvers to prevent deposits on the sleeve.



At the end of the day, close the water shut-off valve to release the pressure from the sleeve and avoid unnecessary stress on the seals.

Every week



Wipe the entire lift with a damp cloth to remove small lime deposits or residues.

Quarterly



Brush the supplied maintenance product over the entire steel structure of the elevator, let it act for a minimum of 3 hours (maximum 10 h), and rinse thoroughly with fresh pressurized water.

**The application of these tips is necessary to enable the warranty.*

**If superficial rust formations or many lime stains are observed, apply the supplied product for steel.*

Recommendations



During periods of inactivity exceeding 2 months, it is advisable to treat the steel with the supplied product (apply, let it act, and rinse). Once thoroughly dry, disassemble and store the elevator in a dry and protected place.



In the face of the danger of frost, it is advisable to protect and/or remove the elevator for shelter. For example, it can be wrapped with blankets or plastics.



When resuming the bathing season, ensure that the installation and fixation of the elevator are in perfect condition. Connect the power supply and perform 3-4 cycles to purge the air from the sleeve. (Follow steps 7 to 12 of the installation instructions).



The elevator should be annually inspected in its technical inspection by qualified personnel. A guide for this purpose will be provided. Fill out the technical inspection book located at the end of this manual.

Troubleshooting

WATER LEAKAGE

Possible causes:

Solutions:

Joint wear

Replace joints. See practical guide >>

Solid particles inside the cylinder

Disassemble the cylinder and clean all.
Install a filter in the network connection to prevent future damage.

Water overpressure

Install a reducer if the pressure is higher than 5 bars.



IT DOESN'T GO UP

Possible causes:

Solutions:

Low water supply pressure

Ensure that the pressure from the water network is within the regular working pressure range (3,5-5 bars).

Incorrect power supply

Make sure the power supply is properly connected and that the water passage is open.

Water inlet circuit clogged

Disassemble, clean all connectors and water inlets, both in the elevator and the external connector.

Incorrect handle position

Push the knob upwards until it reaches its stop position.

IT DOES NOT DESCEND

Possible causes:

Solutions:

Incorrect handle position

Push the knob upwards until it reaches its stop position.



Incrustations in the cylinder rail tube

Clean the translation rail, the shaft, and the cylinder. Install a filter in the network connection to prevent future damage.

Warnings



- > The hydraulic lift is a device strictly designed to facilitate water access for individuals with reduced mobility and must be used for this purpose.
- > The user must be alone and always in a seated position on the chair.
- > The lift should not be used with a weight exceeding the allowed limit (150 kg).
- > Do not force the operating lever beyond its travel.
- > Do not use the equipment with a network pressure exceeding 5 bars.
- > Use drinking water for its operation since the used water is returned to the pool during descent.
- > When not in use, always leave the chair out of the water. After each use, the elevator chair must always be raised.
- > Before using the elevator, make sure that the area of descent is clear.
- > Be cautious with the steel if the lift has been exposed to the sun for an extended period of time, as it may heat up.
- > Perform the necessary periodic maintenance and inspections to ensure the perfect operating conditions of the elevator.
- > Do not manipulate any part of the elevator unless by maintenance personnel or duly qualified for this purpose.



Datos de inspección técnica

Technical inspection data

Consulta aquí la **Guía de revisión asistida** para elevadores ACCESS
Check here the Assisted Review Guide for ACCESS pool lifts.




001	Pruebas realizadas por / Tests conducted by Blautech, fabricación	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by Comercial Blautech	Firma / Signature 
002	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature
003	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature
004	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature
005	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature
006	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature

Despiece

Exploded view

- 1 **Camisa cilindro**
Cylinder sleeve
ACC00E084
- 2 **Conjunto unión eje inferior**
Lower shaft assembly
CJT00E041
- 3 **Conjunto unión eje superior**
Upper shaft assembly
CJT00E042
- 4 **Conjunto grifo con codos**
Valve with elbow assembly
CJT00E043
- 5 **Tubo alimentación cilindro**
Cylinder feeding tube
CJT00S044
- 6 **Barra de mando**
Bar comand
CJT00S045
- 7 **Conjunto soporte anclaje**
Coping set support
CJT00S046
- 8 **Conjunto bridas soporte silla**
Chair fixation flanges assembly
CJT00S047
- 9 **Conjunto soporte fijación silla**
Chair fixation support assembly
CJT00L048
- 10 **Conjunto anclaje elevador**
Anchoring lifting assembly
CJT00S049
- 11 **Eje soporte**
Holding shaft
ACC00S074
- 12 **Silla**
Chair
AS100X016
- 13 **Taco metálico D12x100 (3)**
Metalic nut D12x100 mm
STA461210
- 14 **Tapeta inferior cilindro**
Lower cylinder cap
ACC00X057
- 15 **Émbolo pistón cilindro**
Cylinder piston plunger
ACC00X058
- 16 **Junta cilindro (2)**
Cylinder rubber sealing
AS100X002
- 17 **Tapeta superior cilindro**
Upper cylinder cap
ACC00X059
- 18 **Tornillo alomado M5x16 (8)**
Button socket screw M5x16
STA405016
- 19 **Rótula regulación M10x115**
Regulating swivel M10x115
ACC00X001
- 20 **Goma base rótula D80**
Swivel base D80 rubber
ACC00X002
- 21 **Conjunto accion. válvula**
Shaft valve assembly
SBC02E042
- 22 **Eje accionamiento válvula**
Valve operating shaft
STA408060M
- 23 **Conector válvula 1/2" F**
Connection to valve 1/2" F
GA18200
- 24 **Esfera mando inferior**
Lower command sphere
ACC00X005
- 25 **Sujección mando inferior**
Lower command fastener
STA41020M
- 26 **Tapón para tubo (2)**
Tube cap
ACC00X061
- 27 **Junta tubo alimentación (2)**
Feeding tube rubber sealing
ME713002
- 28 **Tapón protector (5)**
Tube cap
ACC00X157
- 30 **Tubo dosificación PE 9x12**
Dosage tube PE 9x12
IW1000305
- 31 **Tuerca M10 A4**
Hex nut M10 A4
STA400010
- 32 **Conjunto eje principal cilindro**
Cylinder shaft assembly
SBC01S040
- 33 **Codo A316 M.F. 1/2" (3)**
Elbow joint A316 MF 1/2"
GE7092020
- 34 **Tornillo Avell TR PZ M5x8 (8)**
Flat socket screw PZ
STA405008
- 35 **Tuerca M8x16 (8)**
Nut M8x16
STA410835
- 36 **Arandela D8 (6)**
Washer D8
STA430008
- 37 **Hembra M8 A4 (2)**
Female M8 A4
STA400008
- 38 **Tuerca autoblocante M8 (2)**
Self-locking nut M8
STA41008
- 39 **Arandela / Washer**
STA430005
- 40 **Prisionero M5x6**
Prisoner M5x6
STA440506
- 41 **Prisionero M10x16**
Prisoner M10x16
STA441015
- 42 **Tornillo M5x25**
Screw M5x25
STA405026
- 43 **Arandela D5 / Washer D5**
STA449025
- 44 **Hembra M5 / Female M5**
STA400005
- 45 **Pasador / Pin**
ST0600000
- 46 **Tapeta goma flexible**
Flexible rubber cap
ACC00X158



Datos del elevador

Pool Lift details

Marca /Brand

ACCESS

Número de serie /Serial number

Modelo /Model

B4

Año de fabricación / Year manufacture

BLAUTEC®

Comercial Blautec, SL

C/Lecco, 9 . Pol. Comercial "Les Comes"

08700 Igualada (Barcelona) SPAIN

(+34) 93 595 18 36

access@blautec.com

www.accessiblepool.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Diseño, fabricación,
comercialización y postventa