


ACCESSB5

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION **MANUAL**



**Escanea para
descargar este
manual en otros
idiomas**

Scan to download
this manual in other
languages



ÍNDICE

ES

Descripción **3**
Preinstalación **4**
Instrucciones de montaje **5**
Consejos de mantenimiento **7**
Identificación de averías **8**
Advertencias **9**
Datos de inspección técnica **17**
Despiece **18**

EN

Description **10**
Pre-installation **11**
Assembly instructions **12**
Maintenance Tips **10**
Troubleshooting **14**
Warnings **14**
Technical inspection data **17**
Exploded view **18**

Primera edición: mayo 2024
Última actualización: mayo 2024

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



FABRICANTE:

COMERCIAL BLAUTEC, S.L.
Lecco, 9. 08700 Igualada (BCN)
España

PRODUCTO

ACCESS B5. Elevador con movimientos de elevación y giro hidráulicos para facilitar el acceso y salida a personas con movilidad reducida en piscinas. Capacidad 150 Kg.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la máquina es conforme con los requisitos de las normas europeas armonizadas:

UNE EN ISO 12100:2012
UNE EN ISO 13849-1:2016
UNE EN ISO 4413:2011
UNE EN ISO 14118:2018
UNE EN ISO 61310-1:2008
RD 1644:2008
UNE EN ISO 10535:2022
UNE EN ISO 21856:2023

NOTA: Queda prohibida toda reproducción, incluso parcial, de esta documentación sin previa autorización escrita. Blautec se reserva los derechos de introducir cambios en el producto.

Descripción

Elevador hidráulico portátil

La función de los elevadores ACCESS es facilitar el acceso de forma autónoma a la piscina a personas con movilidad reducida. Requiere una profundidad mínima de 860 mm y soporta un peso máximo de hasta 150 kg.

Funcionamiento suave y progresivo

El elevador se desplaza de forma vertical realizando un giro sobre su propio eje de aproximadamente 180°.

La fuerza para el movimiento se extrae de la propia presión del agua de red. Esta deberá encontrarse entre los 3,5 y los 5 bares.

El elevador está formado por una estructura tubular en acero inoxidable 316L anclada a la piscina mediante anclaje empotrado en el suelo.

El elevador es portátil y puede trasladarse de forma cómoda mediante su rueda para poder ser compartido entre vasos con la simple instalación de varios anclajes de superficie.

Adaptable a todo tipo de piscinas gracias a sus varias opciones de brazo de anclaje disponibles y a la doble opción de fijación al elevador:

S: 250 / 300 mm

M: 500 / 550 mm

L: 750 / 800 mm

XL: 1200 mm máx.

Características técnicas

Capacidad máx. elevación:	150 Kg
Ángulo de giro:	180°
Presión necesaria:	3,5 a 5 bares
Brazo anclaje:	De 250 a 1200 mm
Profundidad mínima:	860 mm
Peso (aprox.):	26 Kg
Estructura:	Acero inox. AISI 316L
Silla:	Material sintético

Contenido del embalaje

CAJA 1: 1616x400x161 mm

- Elevador ACCESS
- Pie de anclaje

CAJA 2: 700x400x530 mm

- Anclaje de suelo
- Conjunto silla
- Reposabrazos
- Tornillería
- Bote mantenimiento para el acero
- Manual de instrucciones

* *Opcionales adicionales: cinturón / reposapiés*

Preinstalación

Antes de instalar el elevador hay que tener en cuenta lo siguiente:

- La instalación deberá ser llevada a cabo por personal con los conocimientos técnicos y con la previa comprensión de este manual.
- Considerar las normativas de accesibilidad vigentes según su región.
- Elegir una buena ubicación para el elevador, siempre **manteniendo una distancia mínima de 1 metro** hacia cualquier elemento arquitectónico de la piscina (escaleras, skimmers, focos, etc.) y asegurar la **profundidad mínima de 860 mm**.

Aconsejamos situar el elevador en zonas poco profundas para que, en caso necesario, un asistente pueda ayudar al usuario.

- **Disponer de una toma de agua de red** que ofrezca la presión necesaria (3,5 y 5 bares). Si la presión es menor debe instalarse una bomba para dar presión, y si es mayor, se necesitará un reductor de presión.




- Para piscinas públicas y comunitarias es obligatorio **realizar la conexión de red equipotencial** suplementaria según instrucciones del reglamento para la baja tensión ITC-BT-31.

Pasador de seguridad

para fijar la silla en posición superior cuando no esta conectado al agua de red.

⚠ Para el uso del elevador debe retirarse.



*La **Placa de Identificación** contiene la información del fabricante, año de fabricación y número de serie.

Instrucciones de instalación

Los pasos a seguir para la instalación del elevador se muestran a continuación. Realizar todos los pasos con el elevador en vacío (sin carga).

¿Qué necesitas?



Taladro o
percutor



Llaves fijas



Llaves Allen



Nivel



Marcador

Instalación del anclaje de superficie

1. Conocer la medida donde situar el anclaje según el pie elegido y las dos opciones de atornillado disponibles.


S: 250 o 300

M: 500 o 550

L: 750 o 800

XL: máx. 1200

* Medidas fijas establecidas





2. Medir desde el borde de la piscina la medida elegida en el punto 1(A). Dibujar desde este punto central marcando un círculo de 75 mm de diámetro (B).




3. Perforar la superficie para realizar un agujero de 170 mm de profundidad y 75 mm de diámetro.


4. Conectar la red equipotencial (toma tierra) al anclaje mediante el tornillo disponible.



5. Introducir el anclaje en el agujero totalmente en vertical y orientando el encaje de la chaveta hacia el agua.




6. Rellenar el agujero, con mortero hidrófugo o taco químico, asegurando que el anclaje no sobresalga ni quede hundido. Dejar secar según las indicaciones del sellador (24-48h).



Instalación del elevador

1. Atornillar el pie de anclaje al elevador, según la opción elegida para instalar el anclaje de superficie.


S: 250 (A) / 300 (B)	M: 500 (A) / 550 (B)	L: 750 (A) / 800 (B)	XL: máx. 1200
----------------------	----------------------	----------------------	---------------



2. Presentar el elevador en la piscina situando el pie del brazo del anclaje en el interior del anclaje de superficie. Verifica que el patín inferior esté apoyado en la pared de la piscina.



3. Comprobar la verticalidad de la camisa del elevador con el nivel. Si es necesario, corregir la posición del patín inferior hasta conseguir la verticalidad y su apoyo total a la pared.

4. Montar el reposabrazos. Introducirlo en el eje y fijar en una posición elevada para facilitar el montaje del soporte silla. Al final del montaje, corregiremos su altura.



5. Situar el conjunto soporte silla en el eje del elevador y fijar ajustando las tuercas.

Atención: Hay dos posiciones de fijación posibles para poder elegir la altura de la silla. Esto permite cambiar la altura de la silla para su adaptabilidad a todo tipo de perfiles de piscina.



Extraer los tapones amarillos de protección de la entrada y salida de agua antes de conectar la toma de agua de red.

6. Colocar la toma de agua al elevador para alimentar el circuito. El elevador va provisto de una toma de tipo rápido para su fácil conexión.

7. Revisar la posición del brazo de soporte. Esta altura puede modificarse con facilidad para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

8. Proceder a su puesta en marcha. Realizar 3 o 4 ciclos para purgar el aire que pudiese quedar en la camisa. Confirmar que la camisa suba lentamente y sin fluctuaciones.

Consejos de mantenimiento

**La aplicación de estos consejos es necesaria para habilitar la garantía.*

Diario



Retirar el pasador de seguridad al conectar el agua de red.



Aclarar la estructura del elevador con abundante agua dulce a presión.



Efectuar un mínimo de dos maniobras de subida y bajada para evitar incrustaciones en la camisa que podrían causar daños internos.



Al finalizar la jornada, situar el pasador de seguridad y cerrar la válvula de paso de agua para liberar la presión.



Asegurar que el agua de la piscina esté en los niveles correctos de cloro y pH. Si no es así, retirar el elevador.

Cuando elevador no este en uso debe dejarse siempre la silla fuera del agua.

Semanal



Pasar un paño húmedo de microfibra por todo el elevador para retirar pequeños depósitos de cal o residuos.

Trimestral



Pasar con un pincel el producto de mantenimiento por todo el acero, dejar actuar mínimo 3 horas (máx. 10 h) y aclarar con agua dulce a presión.

**En caso de apreciar formaciones superficiales de óxido o manchas de cal, aplicar la crema del acero.*

Anual



Realizar una inspección técnica por personal cualificado siguiendo la guía del fabricante de este manual. Ver página 17.

Recomendaciones



En periodos de inactividad, se aconseja hacer el tratamiento del acero con el producto suministrado (aplicar, dejar actuar y aclarar) y, una vez este bien seco, guardar el elevador en un lugar seco y protegido.



Ante el peligro de heladas se aconseja proteger y/o retirar el elevador para ponerlo a resguardo. (Por ejemplo, se puede envolver con mantas o plásticos).



Al reanudar la temporada de baño asegurar que la instalación y fijación del elevador esté en perfecto estado. Conectar la toma de red y realizar 3-4 ciclos para purgar el aire de la camisa. (Realizar los pasos del 7 al 12 de las instrucciones).

Identificación y solución de averías


PIERDE AGUA

Posibles causas:

Solución:

Juntas en mal estado

Sustitución juntas. Kit juntas ACC00F212



Partículas sólidas en el cuerpo de la camisa

Desmontar la camisa y limpiar el conjunto.
Colocar un filtro en la conexión de red para evitar futuros daños.

Sobrepresión del agua

Colocar reductor si la presión es superior a 5 bares.

NO SUBE

Posibles causas:

Solución:

Presión de red insuficiente

Comprobar que la presión de agua de red está dentro del rango (3,5-5 bares).

Toma de red mal conectada

Asegurar que la toma de red está bien conectada y que el paso está abierto.

Circuito obturado

Desmontar, limpiar todos los conectores y entradas de agua tanto del elevador como del conector exterior.

Posición de maneta incorrecta

Asegurar que el recorrido de la barra de mando ha realizado todo su recorrido.

NO BAJA

Posibles causas:

Solución:

El pasador

Comprobar que el pasador no esté situado en el elevador. Si es el caso, retirar.

Maneta en posición incorrecta

Asegurar que el recorrido de la barra de mando ha realizado todo su recorrido.

Incrustaciones en la camisa o tubo carril

Limpiar el carril de translación, el eje y la camisa.
Colocar filtro en la conexión de red para evitar futuros daños.

Advertencias

- > El elevador se ha diseñado estrictamente para facilitar la entrada al agua a personas con movilidad reducida y debe usarse para este fin.
- > El usuario debe ser único y siempre debe usar el elevador sentado en la silla. Es obligatorio sentarse de forma erguida y centrada en la silla.
- > El elevador no debe usarse con un peso superior al permitido (150 Kg).
- > La barra de accionamiento no se debe forzar más allá de su recorrido.
- > Antes de usar el elevador, vigilar que la zona de inmersión esté libre (ni personas ni objetos).

> En reposo, dejar siempre la silla fuera del agua.

Después de su uso, la silla debe subirse a la posición inicial.

> El pasador de seguridad debe retirarse para su uso.



Este debe usarse solo para sujetar la silla fuera del agua al desconectar la red al finalizar la jornada.

- > No usar el elevador con una presión de la red superior a los 5 bares, ni inferior a 3,5 bares.
- > Usar agua potable para su funcionamiento ya que esta es devuelta a la piscina en el descenso.
- > Tener precaución con el acero si el elevador ha estado expuesto mucho tiempo al sol ya que éste puede calentarse.

> Realizar los mantenimientos e inspecciones

periódicos necesarios para garantizar las perfectas condiciones de uso del elevador. Ver página 17.

- > No manipular ninguna parte del elevador si no es por personal de mantenimiento debidamente cualificado.
- > Si fuera necesario hacer tareas de mantenimiento, es importante estar atento al riesgo de atrapamiento de los diferentes elementos móviles del equipo hidráulico.
- > Retirar el elevador del agua siempre que no esté en los niveles correctos de cloro y pH. Retirar para realizar tratamientos correctivos, como cloraciones de choque.



** No se debe modificar ni sustituir ninguna pieza del elevador. Cualquier manipulación no autorizada anulará la garantía y eximirá al fabricante de toda responsabilidad sobre su funcionamiento o posibles daños derivados.*

Description

Portable hydraulic lift

The purpose of the ACCESS lifts is to facilitate access to the pool for people with reduced mobility. It requires a minimum depth of 860 mm and supports a maximum weight of 150 kg.

Smooth and progressive operation

The elevator moves vertically, making a rotation around its own axis of approximately 180°.

The force for the movement is extracted from the water network pressure itself. It should be between 3.5 and 5 bars of pressure.

The lift is composed of a tubular structure in stainless steel 316L anchored to the pool by three plugs and three adjustable supports.

The lift is portable and can be conveniently wheeled so that it can be shared between vessels with the simple installation of various surface anchors.

Adaptable to all types of pools thanks to the various anchoring arm options available and the double option of attachment to the lift:

S: 250 / 300 mm

M: 500 / 550 mm

L: 750 / 800 mm

XL: 1200 mm max.

Technical characteristics

Max. lifting capacity:	150 Kg
Rotation angle:	180°
Required pressure:	3,5 to 5 bars
Anchor arm:	250 to 1200 mm
Minimum depth:	860 mm
Weight:	26 Kg
Structure:	Stainless Steel AISI 316L
Chair:	Synthetic material

Contents of the packaging

BOX 1: 1616x400x161 mm

- ACCESS lift
- Anchor arm

BOX 2: 700x400x530 mm

- Surface anchor
- Chair set
- Armrests
- Screws
- Cream for Steel maintenance
- Instruction manual
- * Additional options: belt / footrest

Pre-installation

It is important to be aware of the following before installing the lift:

- The installation must be carried out by personnel with technical knowledge and prior understanding of this manual.
- Consider the current accessibility regulations according to your region.
- Choose a good location for the elevator, always maintaining a **minimum distance of 1 meter** from any architectural element of the pool (stairs, skimmers, lights, etc.) and **ensure a minimum depth of 860 mm**.

We recommend placing the elevator in shallow areas so that, if necessary, an assistant can help the user with greater difficulties from inside the water.

- Have a nearby **water outlet that provides the necessary pressure** (3.5 and 5 bars). If the pressure is lower, a pump should be installed to increase pressure. If it is higher, a pressure reducer will be needed.




- For public and community swimming pools, it is compulsory to **connect the supplementary equipotential network** according to the regulations for low voltage electrotechnical regulation ITC-BT-31.

Safety pin

to fix the chair in the upper position when it is not connected to the water supply.

⚠ To use the lift, it must be removed.



Identification Label

with manufacturer's information, year of manufacture and serial number.

Assembly instructions

The steps to follow for the installation of the lift are outlined below.
Remember to perform all steps with an empty lift (without load).

What do you need?



Hammer drill



Fixed wrenches



Allen



Spirit Level




Marker

Surface anchor installation

1. Determine the measurement for placing the anchor according to the chosen arm and the two available screwing options.

S: 250 or 300	M: 500 or 550	L: 750 or 800	XL: max. 1200
---------------	---------------	---------------	---------------

* Fixed measures established





2. Measure from the edge of the pool the measurement chosen in point 1 (A). Draw from this marked centre point a circle of 75 mm diameter (B).




3. Drill the surface to create a hole 170 mm deep and 75 mm in diameter.


4. Connect the equipotential bonding to the anchor using the available screw.



5. Insert the anchor into the hole completely vertically and orienting the key towards the water.



6. Fill the hole with waterproof mortar or chemical anchor, ensuring that the anchor is neither protruding nor sunk. Allow it to dry according to the sealant product's instructions (24-48h).



Lift installation


1. Screw the anchor arm to the linkage, according to the option chosen to install the surface anchor.

S: 250 (A) / 300 (B)

M: 500 (A) / 550 (B)

L: 750 (A) / 800 (B)


XL: max. 1200



2. Present the lift in the pool by placing the foot of the anchor arm inside the surface anchor. Check that the lower skid is resting on the pool wall.



3. Check the verticality of the lift casing with a spirit level. If necessary, correct the position of the lower runner until it is vertical and fully supported by the wall.

4. Fit the armrest. Insert it into the shaft and fix it in a raised position to facilitate the assembly of the chair support. At the end of the assembly, correct its height.



5. Place the saddle support assembly on the axle of the lift and tighten the nuts.

Attention: There are two possible fixing positions to choose the height of the chair. This allows you to change the height of the chair to adapt it to all types of pool profiles.



6. Fit the water connection to the booster to supply the circuit. The booster is fitted with a quick connection socket for easy connection.

7. Check the position of the support arm. This height can be easily modified to suit the needs of each user.

8. Proceed with its start-up. **Perform 3 or 4 cycles** to purge any air that may remain in the sleeve. Verify that the sleeve rises slowly and without fluctuations.



Remove the yellow protective caps from the water inlet and outlet before connecting the water supply.

Maintenance Tips

**The application of these tips is necessary to enable the warranty.*

Diary



Remove the locking pin after connecting the mains water.



Rinse the lift with fresh pressurized water.



Perform a minimum of two up and down maneuvers to prevent deposits on the sleeve.



At the end of the day, position the safety pin and close the water valve to release the pressure.



Ensure that the pool water has the correct levels of chlorine and pH.

When the lift is not in use, the chair should always be left out of the water.

Every week



Wipe the entire lift with a damp cloth to remove small lime deposits or residues.

Quarterly



Brush the supplied maintenance product over the steel structure, let it act minimum 3 hours (max.10 h), and rinse thoroughly with fresh pressurized water.

**If superficial rust formations or many lime stains are observed, apply the supplied product for steel.*

Annually



Perform a technical inspection by qualified personnel according to the manufacturer's guidelines in this manual. See page 17.

Recommendations



During periods of inactivity exceeding 2 months, it is advisable to treat the steel with the supplied product (apply, let it act, and rinse). Once thoroughly dry, disassemble and store the elevator in a dry and protected place.



In the face of the danger of frost, it is advisable to protect and/or remove the elevator for shelter. For example, it can be wrapped with blankets or plastics.



When resuming the bathing season, ensure that the installation and fixation of the elevator are in perfect conditions. Connect the power supply and perform 3-4 cycles to purge the air from the sleeve. (Follow steps 7 to 12 of the installation instructions).

Troubleshooting


WATER LEAKAGE

Possible causes:

Solutions:

Joint wear

Replace joints. Joints Kit ACC00F212



Solid particles inside the cylinder

Disassemble the cylinder and clean all.
Install a filter in the network connection to prevent future damage.

Water overpressure

Install a reducer if the pressure is higher than 5 bars.

IT DOESN'T GO UP

Possible causes:

Solutions:

Low water supply pressure

Ensure that the pressure from the water network is within the regular working pressure (3,5-5 bars).

Incorrect power supply

Make sure the power supply is properly connected and that the water passage is open.

Water inlet circuit clogged

Disassemble, clean all connectors and water inlets, both in the elevator and the external connector.

Incorrect handle position

Push the knob upwards until it reaches its stop position.

IT DOES NOT DESCEND

Possible causes:

Solutions:

Safety pin

Check that the safety pin is not located in the linkage. If it is, remove it.

Incorrect handle position



Push the knob upwards until it reaches its stop position.

Incrustations in the cylinder rail tube

Clean the translation rail, the shaft, and the cylinder. Install a filter in the network connection to prevent future damage.

Warnings

- > The hydraulic lift is a device strictly designed to facilitate water access for individuals with reduced mobility and must be used for this purpose.
- > The user must be alone and always in a seated position on the chair. It is compulsory to sit upright and centred in the chair.
- > The lift should not be used with a weight exceeding the allowed limit (150 kg).
- > Do not force the operating lever beyond its travel.
- > Before using the elevator, make sure that the area of descent is clear.
- > **When not in use, always leave the chair out of the water.** After each use, the elevator chair must always be raised.
- > **Ensure that the safety pin is removed before use.** This must be reinserted when disconnecting from the mains at the end of the day.
- > Do not use the lift if the network pressure exceeds 5 bars or falls below 3.5 bars.
- > Use drinking water for its operation since the used water is returned to the pool during descent.
- > Be cautious with the steel if the lift has been exposed to the sun for an extended period of time, as it may heat up.
- > **Perform the necessary periodic maintenance and inspections** to ensure the perfect operating conditions of the elevator.
- > Do not manipulate any part of the elevator unless by maintenance personnel or duly qualified for this purpose.
- > If maintenance work is necessary, it is important to be aware of the risk of entrapment of the various moving parts of the hydraulic equipment.



- > Remove the lift from the water whenever chlorine and pH levels are not correct. Remove it to perform corrective treatments, such as shock chlorination.

**Do not modify or replace any part of the product. Any unauthorized manipulation will void the warranty and release the manufacturer from any responsibility for its performance or any resulting damage.*

Datos de inspección técnica

Technical inspection data

Consulta aquí la **Guía de revisión asistida** para elevadores ACCESS
Check here the Assisted Review Guide for ACCESS pool lifts.



001	Pruebas realizadas por / Tests conducted by Blautech, fabricación	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by Comercial Blautech	Firma / Signature 
002	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature
003	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature
004	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature
005	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature
006	Pruebas realizadas por / Tests conducted by	Fecha / Date
	Firmado y certificado por / Signed and certified by	Firma / Signature

Despiece

Exploded view

1 Conjunto camisa
Cylinder sleeve Assembly
CJT50100F

2 Conjunto eje soporte
Support shaft assembly
CJT50500F

3 Embolo pistón
Piston plunger
ACC00X192

4 Junta estanquiedad
Sealing gasket
AS100X002

5 Tapeta pistón con guía
Piston cap with guide
ACC00X057N

6 Tubo final carrera eje
End-of-stroke tube (shaft)
ACC00X229

7 Tornillo DIN912 M8X80
DIN912 Screw
STA408080

8 Tuerca H DIN985 MB
Lock nut DIN985 MB
STA41008

9 Conjunto fijación silla
Chair fixation assembly
CJT50600E

10 Silla
Chair
AS100X016 (naranja)
AS100X016B (Blanca)

11 Pie tope a pared
Wall stopper foot
ACC00X222

12 Conjunto rueda inferior
Lower wheel assembly
AS100X016

13 Cjt. barra accionamiento
Drive bar assembly
CJT50200E

14 Esfera mando
Control Sphere
ACC00X005

15 Conjunto grifo
Tap assembly
CJT50300E

16 Reducción macho inox.
Stainless steel male reducer
GE7245020

17 Conector macho válvula 1/2"
1/2" male valve connector
GA18200

18 Adaptador PP
PP adapter
TEC008012

19 Tubo salida agua
Water outlet tube
T071

20 Conjunto reposa brazos
Armrest assembly
CJT50800E

21 Tornillo DIN6921 (9)
DIN6921 Screw
STA481016

22 Pasador de seguridad
Safety pin
CJT50700E

23 Tornillo (2)
Screw
SCB50601E

24 Tuerca ciega (2)
Dome nut
STA42010

25 Pie de anclaje
Anchor leg
CJT5110SE (s)
CJT5110ME (m)
CJT5110LE (l)
CJT5110XLE (xl)

26 Anclaje de suelo
Surface anchoring base
CJT51000E

27 Tapón anclaje
Anchor cap
STA010004

OPCIONAL

28 Conjunto reposapiés
Footrest assembly
CJT51200E


29 Manómetro
Pressure gauge
CJT51500E



Escanea para consultar la última versión

Scan to check for the latest version

ACCESS B5



Data revision 04/07/2025

Datos del elevador

Pool Lift details

Marca /Brand

ACCESS

Número de serie /Serial number

Modelo /Model

B5

Año de fabricación / Year manufacture

BLAUTEC®

Comercial Blautec, SL

C/Lecco, 9 . Pol. Comercial "Les Comes"

08700 Igualada (Barcelona) SPAIN

(+34) 93 595 18 36

access@blautec.com

www.accessiblepool.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Diseño, fabricación,
comercialización y postventa